


Anti-Phospho-Eif4Ebp1-S65 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13541

품목 번호: CM0000431



소개

Phospho-eIF4EBP1-S65 토끼 폴리클로날 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. Ser65에서 인산화된 인간 4E-BP1을 검출하며, 이는 주요 mTORC1 표적입니다. 번역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-eIF4EBP1-S65 Rabbit pAb
비고/별칭	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-S65
종	인간
GeneID (Human)	1978
GeneID	1978
면역원	합성 펩타이드 인간 Phospho-eIF4EBP1-S65 (NP_004086.1)의 S65 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13541
단백질 무게	13kDa
배송	아이스백