


Wb, Elisa용 항인 Phospho-Eif4Ebp1-T36 다클론 항체 - Q13541

품목 번호: CM0001342



소개

eIF4EBP1 Thr36에 대한 인특이 인산화 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐 및 쥐 시료와 반응합니다. 번역 조절 및 mTOR 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-eIF4EBP1-T36 토끼 pAb
비고/별칭	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T36
종	사람
GeneID (사람)	1978
면역원	합성 펩타이드: 사람 eIF4EBP1 (NP_004086.1)의 T36 부위 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q13541
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스 팩