


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Phospho-Eif4Ebp1-T70 폴리클로날 항체 - Q13541

품목 번호: CM0000495



소개

eIF4EBP1 (Thr70)에 대한 인산화 특이적 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드 반응성으로 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 번역 개시, mTORC1 신호 전달 및 인슐린 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-eIF4EBP1-T70 Rabbit pAb
비고/별칭	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T70
종(Species)	사람(Human)
사람 유전자 ID	1978
면역원(Immunogen)	사람 Phospho-eIF4EBP1-T70 (NP_004086.1)의 T70 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q13541
단백질 분자량	13kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)