


Anti-Phospho-Eif4Ebp1 (T70) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13541

품목 번호: CM0001903



소개

이 토끼 단일클론 항체로 Thr70에서 인산화된 eIF4EBP1을 특이적으로 검출합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람 및 마우스와 교차 반응합니다. mTOR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-eIF4EBP1-T70 Rabbit mAb
비고/별칭	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T70
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	1978
유전자 ID	1978
면역원	합성 펩타이드 사람 eIF4EBP1 (NP_004086.1)의 T70 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q13541
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백