

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Phospho-Enos-S1177 폴리클로날 항체 - P29474

품목 번호: CM0000673



소개

Ser1177에서 인산화된 인간 eNOS에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스 eNOS를 검출합니다. eNOS는 혈관 이완 및 혈관신생에 중요한 일산화질소를 생성합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-eNOS-S1177 Rabbit pAb
비고/별칭	eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177
종	인간
유전자 ID (인간)	4846
유전자 ID	4846
면역원	합성 펩타이드: 인간 eNOS (NP_000594.2)의 S1177 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P29474
단백질 분자량	133kDa
배송	아이스백