


Anti-Phospho-ErbB3/Her3-Y1222 단클론 항체 (Wb, Elisa 용) - P21860

품목 번호: CM0001760



소개

Phospho-ErbB3/HER3-Y1222 토끼 단클론 항체는 WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 ErbB3와 반응합니다. Y1222의 인산화를 표적으로 하여 HER3 신호 전달 연구에서 인산화 특이적 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ErbB3/HER3-Y1222 Rabbit mAb
비고/별칭	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1222
종	인간
GeneID (인간)	2065
GeneID	2065
면역원	합성 펩타이드 - 인간 ERBB3 (P21860)의 Y1222 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P21860
단백질 분자량	148kDa
배송	아이스백