


Anti-Phospho-ErbB3/Her3-Y1289 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P21860

품목 번호: CM0001055



소개

ErbB3 (HER3) Y1289에 대한 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 티로신 1289에서 인산화된 인간 ErbB3를 검출하며, 상피세포 및 암 연구에서 수용체 티로신 키나제 신호 전달을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ErbB3/HER3-Y1289 Rabbit mAb
비고/별칭	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1289
종(Species)	인간(Human)
GeneID	2065
면역원(Immunogen)	인간 ErbB3의 Y1289 부근을 포함하는 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P21860
단백질 분자량	148kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)