


Anti-Phospho-ErbB3/Her3-Y1328 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P21860

품목 번호: CM0001355



소개

Y1328에서 인산화된 ErbB3/HER3를 표적하는 인산화 특이적 토끼 폴리클로날항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 암 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ErbB3/HER3-Y1328 Rabbit pAb
비고/별칭	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1328
종	인간
유전자 ID (인간)	2065
유전자 ID	2065
면역원	인간 ERBB3 (NP_001973.2)의 Y1328 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P21860
단백질 분자량	148kDa
배송	아이스백