


Wb, If, Elisa용 Anti-Phospho-Erk1-T202/Y204 + Erk2-T185/Y187 Rabbit Pab - P28482 / P27361

품목 번호: CM0001108



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 Phospho-ERK1 (T202/Y204) + ERK2 (T185/Y187) 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트 반응성. MAPK/ERK 신호 전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 Rabbit pAb
비고/별칭	MAPK1/MAPK3; Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
종	인간
유전자 ID (인간)	5594/5595
유전자 ID	5594/5595
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28482/P27361
단백질 분자량	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
배송	아이스팩