

Anti-Phospho-Erk1-Y204 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용) - P27361

품목 번호: CM0001152



소개

Y204 위치에서 인산화된 ERK1에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐를 대상으로 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA 검증을 마쳤습니다. MAPK 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ERK1-Y204 토끼 pAb
비고/별칭	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; Phospho-ERK1-Y204
종	인간
GeneID (인간)	5595
GeneID	5595
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P27361
단백질 무게	43kDa
배송	아이스팩