


Wb, If/Icc, Elisa용 항인 Phospho-Esra-S118 토끼 다클론 항체 - P03372

품목 번호: CM0000770



소개

Phospho-ESRα-S118 토끼 다클론 항체는 인간 시료에서 인산화된 에스트로겐 수용체 알파(Ser118)를 검출합니다. 적용 분야: WB, IF/ICC, ELISA. 분자량: 66kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ESRα-S118 토끼 pAb
비고/별칭	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESRα-S118
종	인간
GeneID (인간)	2099
GeneID	2099
면역원	합성 펩타이드 (인간 에스트로겐 수용체 알파(ESR1) S118 주변의 합성 인산화 펩타이드 (NP_000116.2)).
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P03372
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백