


## Anti-Phospho-Fak-Y576/Y577 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q05397

품목 번호: CM0001390



### 소개

Y576 및 Y577에서 인산화된 FAK를 검출하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA 용으로 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 초점 접착(focal adhesion) 신호 전달, 세포 이동 및 암 생물학 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 제품명         | Phospho-FAK-Y576/Y577 토끼 단일클론 항체(mAb)                     |
| 비고/별칭       | FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK |
| 종           | 인간(Human)                                                 |
| 유전자 ID (인간) | 5747                                                      |
| 유전자 ID      | 5747                                                      |
| 면역원         | 인간 FAK의 Y576 및 Y577 주변의 합성 인산화 펩타이드 (NP_722560.1).        |
| 출처          | 토끼                                                        |
| 카테고리        | 인산화 항체                                                    |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                 |
| 교차 반응성      | 마우스                                                       |
| SWISS       | Q05397                                                    |
| 단백질 무게      | 119kDa                                                    |
| 배송          | 아이스팩                                                      |