


Wb, Elisa용 Anti-Phospho-Fak-Y925 토끼 다클로날 항체 - Q05397

품목 번호: CM0001512



소개

FAK (Y925)를 타겟팅하는 인산화 특이적 토끼 pAb입니다. WB 및 ELISA에서 사람 샘플에 대해 검증되었습니다. 티로신 925에서 인산화된 초점 접착 키나제 1을 검출하며, 세포 이동, 접착 및 인테그린 신호 전달 연구에 필수적입니다. SWISS: Q05397.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-FAK-Y925 Rabbit pAb
비고/별칭	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y925
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5747
유전자 ID	5747
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드, 사람 FAK (NP_722560.1)의 Y925 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	Q05397
단백질 분자량	119kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)