

Anti-Phospho-Fgfr1 (Y653/Y654) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P11362

품목 번호: CM0001065



소개

인간 및 마우스 샘플에서 웨스턴 블롯 및 ELISA로 검증된 인산화된 FGFR1 (Tyr653/Tyr654)에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. 발생 및 암 연구에서 FGFR1 신호 전달을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-FGFR1-Y653/Y654 Rabbit pAb
비고/별칭	CEK; FLG; HH2; OGD; ECCL; FLT2; KAL2; BFGFR; CD331; FGFBR; FLT-2; HBGFR; N-SAM; FGFR-1; HRTFDS; bFGF-R-1; Phospho-FGFR1-Y653/Y654
종	Human
GeneID (Human)	2260
GeneID	2260
면역원	Synthetic peptide A synthetic phosphorylated peptide around Y653 & Y654 of human Phospho-FGFR1-Y653/Y654 (NP_075598.2).
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse
SWISS	P11362
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스백