


Wb, Elisa용 인산화-Flt3-Y589/591 토끼 다클론 항체 - P36888

품목 번호: CM0001666



소개

인산화-FLT3-Y589/591 토끼 다클론 항체는 인간 FLT3 수용체 티로신 키나아제의 Y589/591 위치 인산화를 특이적으로 검출합니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에 적합하며 조혈 신호 전달 및 급성 골수성 백혈병 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-FLT3-Y589/591 토끼 pAb
비고/별칭	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; 인산화-FLT3-Y589/591
종	인간
유전자 ID (인간)	2322
유전자 ID	2322
면역원	합성 펩타이드 인간 FLT3 (NP_004110.2)의 Y589 및 Y591 주변 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P36888
단백질 분자량	113kDa
배송 방식	아이스 팩