

Wb, Ihc-P, Elisa용 항인 포스포-Foxo1-T24/Foxo3A-T32/Foxo4-T28 토끼 다클론 항체 - Q12778 / O43524 / P98177

품목 번호: CM0001794



소개

FOXO1 (T24), FOXO3A (T32), FOXO4 (T28)을 인식하는 포스포 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA를 통해 인간, 생쥐, 쥐 시료에서 인슐린 신호전달, 세포사멸, 대사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28 토끼 pAb
비고/별칭	FoxO1/FoxO3a/FoxO4; 포스포-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28
종	인간
유전자 ID (인간)	2308/2309/4303
면역원	합성 펩타이드: 인간 FOXO1/FOXO3A/FOXO4 (FOXO1 NP_002006.2)의 T24 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q12778/O43524/P98177
배송	아이스백