

Wb, Elisa용 항인 포스포-Foxo3A (Ser294) 다클론 항체 - O43524

품목 번호: CM0001537



소개

포스포-FOXO3A (Ser294) 토끼 pAb는 S294에서 인산화된 사람, 마우스, 쥐 FOXO3A를 검출합니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 세포사멸, 자가포식 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	포스포-FOXO3A-S294 토끼 pAb
비고/별칭	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Phospho-FOXO3A-S294
종	사람
유전자 ID (사람)	2309
유전자 ID	2309
면역원	사람 FOXO3A (NP_001446.1)의 S294 주변 합성 인산화 펩티드
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	O43524
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백