

Wb, Elisa용 항인-Pfyn-S21 토끼 다클론 항체 - P06241

품목 번호: CM0001023



소개

WB 및 ELISA용 인산화 Fyn-S21(인간, 61kDa)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 세포 접착, 면역 반응 및 신경 신호 전달에서 Fyn 키나아제 역할 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	인산화-Fyn-S21 토끼 pAb
비고/별칭	SLK; SYN; p59-FYN; 인산화-Fyn-S21
종	인간
유전자 ID (인간)	2534
유전자 ID	2534
면역원	인간 인산화-Fyn-S21 (NP_002028.1)의 S21 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06241
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스 팩