


Anti-Phospho-Gab1 (Y307) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13480

품목 번호: CM0000762



소개

인간 GAB1의 인산화된 Y307을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 GAB1(예측 77 kDa)을 검출합니다. EGFR, 인슐린 수용체 및 MET/HGF 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-GAB1-Y307 Rabbit pAb
비고/별칭	DFNB26; Phospho-GAB1-Y307
종	인간
유전자 ID (인간)	2549
유전자 ID	2549
면역원	인간 GAB1 (NP_002030.2)의 Y307 주변 합성 인산화 펩타이드
원산지	토끼
분류	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q13480
단백질 무게	77kDa
배송	아이스백