


Anti-Phospho-Gcn2 (T899) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9P2K8

품목 번호: CM0001994



소개

Western blotting 및 ELISA에 대해 검증된 Phospho-GCN2-T899 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 트레오닌 899에서 인산화된 인간 GCN2를 검출합니다. 통합 스트레스 반응 및 아미노산 결핍 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-GCN2-T899 Rabbit pAb
비고/별칭	GCN2; PVOD2; Phospho-GCN2-T899
종	Human
GeneID (인간)	440275
GeneID	440275
면역원	합성 펩타이드 인간 Phospho-GCN2-T899의 T899 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q9P2K8
단백질 중량	187kDa
배송	아이스 팩