


Wb, Elisa용 항인 Glur1/Gria1-S849 인산화 토끼 다클론 항체 - P42261

품목 번호: CM0001138



소개

사람 GluR1/GRIA1의 인산화 Ser849를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 마우스와 랫트와 교차 반응성이 있습니다. 신경과학에서 글루타메이트 수용체 신호 연구를 위한 필수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 GluR1/GRIA1-S849 토끼 pAb
비고/별칭	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; 인산화 GluR1/GRIA1-S849
종	사람
유전자 ID (사람)	2890
유전자 ID	2890
면역원	합성 펩티드: 사람 GluR1/GRIA1의 S849 주변 잔기에 해당하는 인산 특이적 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	P42261
단백질 분자량	102kDa
배송 방식	아이스백