


항-인 Gsk3A (S21) 인산화 토끼 다클론 항체 - P49840

품목 번호: CM0000607



소개

Ser21 (인간) 부위의 인산화 GSK3α를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로 WB, IP, ELISA에 적합합니다. Wnt 신호전달, 인슐린 저항성, 세포자멸사, 알츠하이머병 연구에 이상적입니다. 인간과 교차 반응성이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-GSK3α-S21 토끼 pAb
비고/별칭	GSK3 alpha; GSK3A; 인산화-GSK3α-S21
종	인간
GeneID (인간)	2931
GeneID	2931
면역원	합성 펩타이드 인간 GSK3α (NP_063937.2)의 S21 주변 합성 인산화 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P49840
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스백