


Wb, Elisa용 Anti-Phospho-Gsk3B-S9 단클론 항체 - P49841

품목 번호: CM0001502



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 Phospho-GSK3β-S9 마우스 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트의 Ser9에서 인산화된 GSK3β를 검출합니다. Wnt 신호 전달, 포도당 대사 및 신경 퇴행성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-GSK3β-S9 Mouse mAb
비고/별칭	GSK3B; gsk-3β; Phospho-GSK3β-S9
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	2932
유전자 ID	2932
면역원	합성 펩타이드 인간 GSK3β의 S9 잔기 주변에 상응하는 인산화 특이 펩타이드
공급원	Mouse
카테고리	인산화 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P49841
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩