


Wb, Elisa용 항인 Gys1(S641) 인산화 토끼 단클론 항체 - P13807

품목 번호: CM0001910



소개

인산화 특이적 토끼 단클론 항체로, 인간 GYS1의 S641 인산화 부위를 표적으로 합니다. WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간과 마우스와 교차 반응합니다. 글리코겐 대사 및 당뇨병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 GYS1-S641 토끼 단클론 항체
비고/별칭	GSY; GYS; Phospho-GYS1-S641
종	인간
유전자ID (인간)	2997
유전자ID	2997
면역원	인간 글리코겐 합성효소 1(GYS1) (P13807)의 S641 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P13807
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백