


항인 포스포-Gys1-S641 토끼 다클론 항체, Wb 및 Elisa용 - P13807

품목 번호: CM0001840



소개

Ser641에서 인산화된 GYS1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 글리코겐 합성 및 대사 조절 연구에 이상적입니다. 약 84 kDa 밴드가 검출됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-GYS1-S641 토끼 pAb
비고/별칭	GSY; GYS; Phospho-GYS1-S641
종	사람
GeneID (사람)	2997
GeneID	2997
면역원	사람 글리코겐 합성효소 1(GYS1) (NP_002094.2)의 S641 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P13807
단백질 분자량	84kDa
배송 방식	아이스백