


Wb, Ihc-P, Elisa용 항인산-Hdac2(S394) 토끼 다클론 항체 - Q92769

품목 번호: CM0001190



소개

Ser394에서 HDAC2를 표적으로 하는 인산 특이적 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응하며 후성유전학 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산-HDAC2-S394 토끼 pAb
비고/별칭	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; 인산-HDAC2-S394
종	인간
유전자 ID (인간)	3066
유전자 ID	3066
면역원	합성 펩티드; 인간 HDAC2의 S394 주변 잔기에 해당하는 인산 특이적 펩티드
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92769
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백