


Anti-Phospho-Hdac4-S246 + Hdac5-S259 + Hdac9-S220 Rabbit Monoclonal Antibody - P56524 / Q9Uql6 / Q9Ukv0

품목 번호: CM0001682



소개

인산화된 HDAC4 (S246), HDAC5 (S259), HDAC9 (S220)를 표적하는 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫트 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA에 적합. 염색질 조절자 및 전사 억제자.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220 Rabbit mAb
비고/별칭	HDAC4/HDAC5/HDAC9; Phospho-HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220
종	인간
GeneID (인간)	9759/10014/9734
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P56524/Q9UQL6/Q9UKV0
단백질 분자량	57-65 kDa/97-122 kDa
배송	아이스팩