


Wb, Elisa용 항인산화 Her2/ErbB2 (Y1221/1222) 토끼 다클론 항체 - P04626

품목 번호: CM0000825



소개

Y1221/1222에서 인산화된 HER2/ErbB2를 검출하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 인간 시료에서 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 적용이 검증되었습니다. 종양학 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 HER2/ErbB2-Y1221/1222 토끼 pAb
비고/별칭	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); 인산화-HER2/ErbB2-Y1221/1222
종	인간
GeneID (인간)	2064
GeneID	2064
면역원	합성 펩타이드: 인간 HER2/ERBB2 (NP_004439.2)의 Y1221 및 Y1222 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04626
단백질 분자량	138kDa
배송 방식	아이스 팩