

Anti-Phospho-Histone H1.3-T17/Histone H1.4-T17 단일클론 항체 (Wb, Elisa 용) - P16402 / P10412

품목 번호: CM0001370



소개

Histone H1.3 및 H1.4의 인산화된 T17에 특이적인 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 염색질 연구 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Histone H1.3-T17/Histone H1.4-T17 Rabbit mAb
비고/별칭	H1.3; H1D; H1F3; H1s-2; Phospho-Histone H1.3-T17/Histone H1.4-T17
종	인간
GeneID	3007/3008
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P16402 / P10412
단백질 분자량	30 kDa
배송	아이스팩