


항인산화 히스톤 H2A-S129 토끼 다클론 항체 - P04911

품목 번호: CM0000860



소개

히스톤 H2A의 인산화 Ser129를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IHC-P 및 ELISA에서 유효성이 검증되었고 사람/쥐에서 교차반응성을 보입니다. DNA 수리, 크로마틴 및 히스톤 코드 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 히스톤 H2A-S129 토끼 다클론 항체
비고/별칭	H2A1, SPT11, 인산화 히스톤 H2A-S129
종	사람
유전자ID (사람)	H2A
유전자ID	851811
면역원	합성 펩타이드: 효모(Saccharomyces cerevisiae) 히스톤 H2A (NP_010511.3?)의 S129 부위 주변의 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐
SWISS	P04911
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스 팩