


## Anti-Phospho-Histone H2Ax-S139 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16104

품목 번호: CM0001445



### 소개

Phospho-Histone H2AX-S139 Rabbit Monoclonal Antibody는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며; 15 kDa입니다. DNA 손상 및 복구 경로 분석에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                              |
|-------------|------------------------------------------------|
| 제품명         | Phospho-Histone H2AX-S139 Rabbit mAb           |
| 비고/별칭       | H2A.X; H2A/X; H2AFX; Phospho-Histone H2AX-S139 |
| 종           | 인간                                             |
| 유전자 ID (인간) | H2A                                            |
| 유전자 ID      | 3014                                           |
| 면역원         | 합성 펩타이드                                        |
| 원천          | 토끼                                             |
| 범주          | 인산화 항체                                         |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                       |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                    |
| SWISS       | P16104                                         |
| 단백질 무게      | 15 kDa                                         |
| 배송          | 아이스백                                           |