


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항인 H3-S10 인 모노클로날 항체 - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0000443



소개

Ser10에서 인산화된 히스톤 H3에 대한 토끼 단일클론 항체로, 사람, 생쥐, 쥐에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA로 검증되었습니다. 코어 뉴클레오솜 구성 요소이며, 인산화는 유사분열 염색질 응축을 표시합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인 H3-S10 토끼 mAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 인-H3-S10
종	사람
유전자 ID (사람)	8350
유전자 ID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드 사람 히스톤 H3 (P68431)의 S10 주변 합성 인산화 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백