


Anti-Phospho-Histone H3-T11 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0001734



소개

Phospho-Histone H3-T11 Rabbit Monoclonal Antibody는 WB, IF, IHC, ChIP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드의 Thr11에서 인산화된 Histone H3를 인식하는 중요한 후성유전학적 마커입니다. 염색질 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Histone H3-T11 Rabbit mAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A;
종	인간
GeneID	8290/8350
면역원	인간 Histone H3 (NP_003520.1)의 T11 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백