


항인 포스포 히스톤 H3-T45 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0001924



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역형광 및 ELISA에서 검증된 포스포-히스톤 H3-T45 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에 특이적으로 반응하며 넓은 종 반응성이 예측됩니다. 히스톤 변형 및 염색질 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-히스톤 H3-T45 토끼 pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 포스포-히스톤 H3-T45
종	인간
유전자 ID (인간)	H3
유전자 ID	8290/8350
면역원	합성 펩티드: 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 T45 부위 합성 인산화 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백