


Anti-Phospho-Histone H3-T6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0000928



소개

Phospho-Histone H3-T6 토끼 폴리클론 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 쥐, 랫드 및 광범위한 예측 종과 반응합니다. 염색질 및 히스톤 변형에 대한 후성유전학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-Histone H3-T6 Rabbit pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T6
종	인간
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드: 인간(NP_003520.1)의 T6 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫드, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백