


Wb, Ihc-P, Elisa용 항인 H3.3 인산화(Ser31) 토끼 단클론 항체 - P84243

품목 번호: CM0000586



소개

Ser31 위치에서 인산화된 히스톤 H3.3을 검출하는 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐 및 기타 종에서 WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 후성유전학 및 염색질 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 히스톤 H3.3-S31 토끼 단클론 항체
비고/별칭	H3-3A; H3.3B; H3F3B; BRYLIB2; 인산화 히스톤 H3.3-S31
종	사람
유전자 ID (사람)	3021
유전자 ID	3020
면역원	합성 펩티드: 사람 히스톤 H3.3 (P84243)의 S31 주변 합성 인산화 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	P84243
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백