

Wb, Elisa용 항인 H1 감마/Cbx3-S83 토끼 다클론 항체 - Q13185

품목 번호: CM0000416



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 인 H1 감마/CBX3-S83 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 시료에서 내재성 인산화 CBX3를 검출합니다. 염색질 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인 H1 감마/CBX3-S83 토끼 pAb
비고/별칭	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; 인 H1 감마/CBX3-S83
종	인간
유전자 ID	11335
면역원	인간 HP1 감마/CBX3 (NP_009207.2)의 S83 주변 합성 인산화 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13185
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩