


Wb, Elisa용 항-인산화-Hsf1-S307 토끼 다클론 항체 - Q00613

품목 번호: CM0000729



소개

Ser307 위치의 HSF1을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 HSF1과 반응합니다. 열충격 반응 및 스트레스 신호전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-HSF1-S307 토끼 pAb
비고/별칭	HSTF1; 인산화-HSF1-S307
종	인간
유전자 ID (인간)	3297
유전자 ID	3297
면역원	인간 HSF1의 S307 주변 합성 인산화 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q00613
단백질 분자량	57kDa
배송 방법	아이스백