


## Wb, Elisa용 항인 Hsl-S563 인산화 토끼 다클론 항체 - Q05469

품목 번호: CM0000785



### 소개

WB 및 ELISA용 인산화 HSL-S563 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 인산화된 HSL(Ser563)을 검출합니다. 지방분해, 호르몬 민감성 리파아제 활성화 및 대사 장애 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 인산화 HSL-S563 토끼 pAb                                           |
| 비고/별칭       | HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S563                 |
| 종           | 인간                                                            |
| GeneID (인간) | 3991                                                          |
| GeneID      | 3991                                                          |
| 면역원         | 합성 펩타이드 랫트 HSL (XP_006228456.1)의 S563 주변에 위치한 합성 인산화 펩타이드입니다. |
| 기원          | 토끼                                                            |
| 카테고리        | 인산화 항체                                                        |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                   |
| SWISS       | Q05469                                                        |
| 단백질 분자량     | 117kDa                                                        |
| 배송          | 아이스백                                                          |