


Anti-Phospho-Hsl-S660 Rabbit Polyclonal Antibody - Q05469

품목 번호: CM0000862



소개

Ser660에서 인산화된 HSL을 표적으로 하는 인산화 특이성 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에서 검증됨; 인간 및 마우스와 반응. 지질 대사 및 에너지 항상성에 관여하는 호르몬 감수성 리파아제를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-HSL-S660 Rabbit pAb
비고/별칭	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S660
종	인간
유전자 ID (인간)	3991
면역원	합성 펩타이드: 인간 LIPE (NP_005348.2)의 S660 주위 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q05469
단백질 무게	117kDa
배송	아이스백