

Anti-Phospho-Hsl-S853 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - Q05469

품목 번호: CM0000652



소개

세린 853에서 인산화된 HSL을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 지방 분해 및 대사 신호 경로 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-HSL-S853 Rabbit mAb
비고/별칭	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S853
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3991
GeneID	3991
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 HSL (Q05469)의 S853 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q05469
단백질 분자량(Protein Weight)	117kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)