


웨스턴 블롯용 항인 포스포-Hsl (Ser660) 토끼 다클론 항체 - Q05469

품목 번호: CM0000814



소개

웨스턴 블롯에서 검증된 포스포-HSL (Ser660) 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐 및 쥐 시료에서 호르몬 민감성 리파제 인산화를 검출합니다. 지질 대사, 비만 및 당뇨병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-HSL-S660 토끼 pAb
비고/별칭	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S660
종	사람
유전자ID (사람)	3991
유전자ID	3991
면역원	합성 펩티드: 사람 HSL(포스포-Ser660) 유래 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q05469
단백질 분자량	117kDa
배송 방법	아이스백