


Anti-Phospho-Hsp27/Hspb1 (S15) 폴리클로날 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - P04792

품목 번호: CM0001473



소개

WB, IP, ELISA용으로 검증된 Phospho-HSP27/HSPB1 (S15) 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 HSP27와 반응합니다. 스트레스 반응, 분자 샤페론 및 액틴 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-HSP27/HSPB1-S15 Rabbit pAb
비고/별칭	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S15
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	3315
GeneID	3315
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 HSP27/HSPB1 (NP_001531.1)의 S15 부위 주변 인산화된 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P04792
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)