


Anti-Phospho-Hsp27/Hspb1-S78 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P04792

품목 번호: CM0000501



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Phospho-HSP27/HSPB1-S78 Rabbit Polyclonal Antibody. Ser78에서 인산화된 인간 HSPB1을 검출합니다. 스트레스 반응, 샤페론 기능 및 액틴 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-HSP27/HSPB1-S78 Rabbit pAb
비고/별칭	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S78
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	3315
GeneID	3315
면역원(Immunogen)	Synthetic peptide (합성 펩타이드)
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P04792
단백질 분자량(Protein Weight)	23kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스 팩)