

## Wb 및 Elisa용 항인 Phospho-Igf-I 수용체 B (Tyr1135/1136) / 인슐린 수용체 B (Tyr1150/1151) 토끼 다클론 항체 - P06213/P08069

품목 번호: CM0000430



### 소개

인산화된 IGF-I 수용체  $\beta$  (Tyr1135/1136)와 인슐린 수용체  $\beta$  (Tyr1150/1151)를 검출하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간 시료를 사용한 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인슐린/IGF 신호 전달 연구를 위한 도구입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Phospho-IGF-I수용체 $\beta$ (Tyr1135/1136)/인슐린수용체 $\beta$ (Tyr1150/1151) 토끼 pAb                                 |
| 비고/별칭       | HHF5; CD220; IGFR; CD221; IGFI; JTK13; Phospho-IGF-I수용체 $\beta$ (Tyr1135/1136)/인슐린수용체 $\beta$ (Tyr1150/1151) |
| 종           | 인간                                                                                                           |
| GeneID (인간) | 3643/3480                                                                                                    |
| GeneID      | 3643/3480                                                                                                    |
| 면역원         | 합성 펩티드 인간 IGF의 I수용체 $\beta$ (Tyr1135/1136)/인슐린수용체 $\beta$ (Tyr1150/1151) 부위의 합성 인산화 펩티드입니다.                  |
| 공급원         | 토끼                                                                                                           |
| 카테고리        | 인산화 항체                                                                                                       |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                                                                    |
| 교차 반응성      | 인간                                                                                                           |
| SWISS       | P06213/P08069                                                                                                |
| 단백질 분자량     | 156kDa                                                                                                       |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                                                                        |