

Anti-Phospho-Igf1R (Y1280) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P08069

품목 번호: CM0001551



소개

인간 IGF1R의 인산화된 티로신 1280에 특이적인 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯 검증 완료, 암 및 세포 성장 연구에서 IGF1R 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-IGF1R-Y1280 Rabbit pAb
비고/별칭	IGFR; CD221; IGFI; JTK13; Phospho-IGF1R-Y1280
종	인간
유전자 ID	3480
면역원	인간 IGF1R의 Y1280 주변 잔기에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB
교차 반응성	인간
SWISS	P08069
단백질 분자량	155kDa
배송	아이스백