

Anti-Phospho-Ikba (Ser36) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P25963

품목 번호: CM0001259



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 Ser36에서 인산화된 인간 IkBa를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. NF-κB 경로 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-IkBa-S36 Rabbit pAb
비고/별칭	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-IkBa-S36
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4792
면역원	합성 펩타이드[인간 IkBa (NP_065390.1)의 S36 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P25963
단백질 크기	36kDa
배송	아이스백