


Anti-Phospho-Ikka-S180 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O15111

품목 번호: CM0001175



소개

인간 IKK α 의 Ser180 인산화 부위에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플에 대해 웨스턴 블랏 및 ELISA로 검증되었습니다. NF-kappa-B 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-IKK α -S180 Rabbit pAb
비고/별칭	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; Phospho-IKK α -S180
종(Species)	Human
GeneID	1147
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 IKK α (NP_001269.3)의 S180 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	O15111
단백질 분자량	85kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)