

Anti-Phospho-Insr-Y1150/Igf1R-Y1135 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P06213 / P08069

품목 번호: CM0000440



소개

인산화된 INSR (Y1150) 및 IGF1R (Y1135)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 쥐 샘플과 반응합니다. 인슐린 신호 전달, 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135 Rabbit pAb
비고/별칭	IGF1R/INSR; Phospho-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135
종	Human
GeneID (인간)	3643/3480
GeneID	3643/3480
면역원	인간 IGF1R/INSR (NP_001073285.1)의 Y1150 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P06213/P08069
단백질 분자량	154kDa/155kDa/156kDa
배송	아이스 팩