

Anti-Phospho-Irf3-S396 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q14653

품목 번호: CM0001995



소개

Phospho-IRF3-S396 토끼 단일클론 항체는 인간 및 마우스 시료에서 Ser396 위치의 인산화된 IRF3를 검출합니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 선천성 면역, 항바이러스 반응 및 인터페론 신호전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-IRF3-S396 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	IIAE7; Phospho-IRF3-S396
종	인간
유전자 ID (인간)	3661
유전자 ID	3661
면역원	인간 IRF3 (NP_001562.1)의 S396 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q14653
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩